

Термоиндикатор электронный для контроля холодной цепи Термотест-ВГ-СТТ

ФСР 2011/12146

диапазон измеряемых температур -20-+45°C,
температурная норма +2-+8°C, для термолабильных
препаратов, автоматическая активация, работает
непрерывно, дисплей, индикатор работы

НПП Чистый инструмент ООО, Россия



Характеристики

Диапазон измеряемых температур	-20-+45 °C
Температурная норма	+2-+8 °C
Применение	для термолабильных препаратов
Активация	автоматическая
Частота контроля измерения температуры	2 раз/мин
Погрешность измерения границ температурных интервалов	+0.5 °C
Работает непрерывно	Да
Использование в холодном оборудовании	Да
Дисплей	Да
Индикатор работы	Да

Дополнительные характеристики

Особенности:

- однократное применение;
- непрерывная работа;
- автоматическая активация;
- использование в холодильном оборудовании.

Активация термоиндикатора модификации ТЕРМОТЕСТ-ВГ происходит автоматически при извлечении его из индивидуальной светонепроницаемой упаковки.

Термоиндикатора модификации ТЕРМОТЕСТ-ВГ не восстанавливает своего исходного состояния (состояния «норма») после срабатывания.

Нарушение, зафиксированное на термоиндикаторе ТЕРМОТЕСТ-ВГ, сохраняется на ЖКИ до окончания работы термоиндикатора.