

Термоконтeйнер Термо-Конт МК ТМ-5

ФСР 2008/03885

термоконтeйнер, транспортировка биоматeрала /
инфузионных растворов / лекарств / крови и ее
замeнитeлeй, обьeм 5.7- л

Термо-Конт МК ООО, Россия



Характеристики

Вид	термоконтeйнер
Транспортировка	биоматeрала / инфузионных растворов / лекарств / крови и ее замeнитeлeй
Обьeм	5.7- л
Размеры	320×260×270 мм

Дополнительные характеристики

Термоконтeйнер медицинский ТМ-5

Медицинский термоконтeйнер ТМ-1 «Термо-Конт МК» предназначен для временного хранения и транспортирования вакцин, сывороток, термонеустойчивых лекарственных средств, иммунобиологических препаратов, крови и ее компонентов, кровезамeнитeлeй, биологических жидкостей человека, образцов тканей, биологических материалов, находящихся в индивидуальной упаковке, при диапазоне температур окружающей среды от -30°С до + 43°С и выше, всеми видами транспорта.

Термоконтeйнер ТМ-5 отличается компактностью и малым весом, идеально подходит для пеших курьеров и мобильных лаборантов.

Характеристики ТМ-5

- полезный средний обьeм термоконтeйнера с учетом рекомендованного комплекта хладоэлементов: 2.1 л
- внешние размеры без упаковки (Д×Ш×В): 320×260×270 мм;
- внутренние размеры по дну (Д×Ш×В): 210×150×170 мм;
- внутренние размеры по крышке (Д×Ш×В): 220×160×170 мм;
- вес снаряженного термоконтeйнера с внешней упаковкой и рекомендованным комплектом хладоэлементов: 3.7 кг;
- применяемые хладоэлементы: ???-1 / ???-2 ;
- рекомендованный комплект хладоэлементов: 5 шт.;
- материал изготовления: жесткий заливочный пенополиуретан;
- материал внутренних поверхностей: ударопрочный пластик;
- материал внешних поверхностей: сумка-чехол из влагозащитного полиэстра или гофрокоробка;
- допустимые отклонения параметров размера, обьeма, веса термоконтeйнера: ± 5% .

Продолжительность хладовоздействия:

от +2 °С до +8 °С при температуре окружающей среды +25 °С: 73 часа

от +2 °С до +8 °С при температуре окружающей среды +43 °С: 39 часов

от -20 °С до 0 °С при температурах окружающей среды +25 °С (с комплектом хладоэлементов МХД-2): 34 часа.

Комплектность контейнеров:

- корпус - 1 шт;

- крышка - 1 шт;

Принадлежности:

- хладоэлементы МХД-1 (не более 32 шт);

- хладоэлементы МХД-2 (не более 32 шт);

- хладоэлементы МХД-3 (не более 32 шт);

- сумка-чехол из влагозащитной ткани (1 шт.);

- упаковочная прокладка из гофрокартона или пластика (1 шт.);

- внешняя упаковка из гофрокартона (1 шт.).