

Термоконтeйнер Термо-Конт МК ТМ-52

ФСР 2008/03885

термоконтeйнер, транспортировка биоматeрала /
инфузионных растворов / лекарств / крови и ее
замeнитeлeй, обьeм 49.2- л

Термо-Конт МК ООО, Россия



Характеристики

Вид	термоконтeйнер
Транспортировка	биоматeрала / инфузионных растворов / лекарств / крови и ее замeнитeлeй
Обьeм	49.2- л
Размеры	520×500×520 мм

Дополнительные характеристики

Термоконтeйнер медицинский ТМ-52

Медицинский термоконтeйнер ТМ-52 «Термо-Конт МК» предназначен для временного хранения и транспортирования вакцин, сывороток, термонеустойчивых лекарственных средств, иммунобиологических препаратов, крови и ее компонентов, кровезамeнитeлeй, биологических жидкостей человека, образцов тканей, биологических материалов, находящихся в индивидуальной упаковке, при диапазоне температур окружающей среды от -30°С до + 43°С и выше, всеми видами транспорта.

Термоконтeйнер ТМ-52 применяют в крупных лабораториях и учреждениях здравоохранения для транспортирования больших обьeмов проб, образцов крови, в фармацевтических компаниях для перевозки термонеустойчивых препаратов. ТМ-52 является наиболее защищенным от механических повреждений контeйнеров, и способен выдерживать даже неоднократные падения с 10-метровой высоты без нарушения целостности контeйнера.

Характеристики ТМ-52

- полезный средний обьeм термоконтeйнера с учетом рекомендованного комплекта хладоэлементов: 32 л;
- внешние размеры без упаковки (Д×Ш×В): 520×500×520 мм;
- внутренние размеры по дну (Д×Ш×В): 360×340×380 мм;
- внутренние размеры по крышке (Д×Ш×В): 380×360×380 мм;
- вес снаряженного термоконтeйнера с внешней упаковкой и рекомендованным комплектом хладоэлементов: 17.5 кг;
- применяемые хладоэлементы: ???-1 / ???-2 ;
- рекомендованный комплект хладоэлементов: 24 шт.;
- материал изготовления: жесткий заливочный пенополиуретан;
- материал внутренних поверхностей: ударопрочный пластик;

- материал внешних поверхностей: сумка-чехол из влагозащитного полиэстра или гофрокоробка;
- допустимые отклонения параметров размера, объема, веса термоконтейнера: $\pm 5\%$.

Продолжительность хладовоздействия:

от +2 °С до +8 °С при температуре окружающей среды +25 °С: 139 часов

от +2 °С до +8 °С при температуре окружающей среды +43 °С: 76 часов

от -20 °С до 0 °С при температурах окружающей среды +25 °С (с комплектом хладоэлементов МХД-2): 48 часа.

Комплектность контейнеров:

- корпус - 1 шт;
- крышка - 1 шт;

Принадлежности:

- хладоэлементы МХД-1 (не более 32 шт);
- хладоэлементы МХД-2 (не более 32 шт);
- хладоэлементы МХД-3 (не более 32 шт);
- сумка-чехол из влагозащитной ткани (1 шт.);
- упаковочная прокладка из гофрокартона или пластика (1 шт.);
- внешняя упаковка из гофрокартона (1 шт.).