

Термоконтeйнер Термо-Конт МК ТМ-8

ФСР 2008/03885

термоконтeйнер, транспортировка биоматeрала /
инфузионных растворов / лекарств / крови и ее
замeнитeлeй, обьeм 7.8- л

Термо-Конт МК ООО, Россия



Характеристики

Вид	термоконтeйнер
Транспортировка	биоматeрала / инфузионных растворов / лекарств / крови и ее замeнитeлeй
Обьeм	7.8- л
Размеры	360×240×250 мм

Дополнительные характеристики

Термоконтeйнер медицинский ТМ-8

Медицинский термоконтeйнер ТМ-8 «Термо-Конт МК» предназначен для временного хранения и транспортирования вакцин, сывороток, термонеустойчивых лекарственных средств, иммунобиологических препаратов, крови и ее компонентов, кровезамeнитeлeй, биологических жидкостей человека, образцов тканей, биологических материалов, находящихся в индивидуальной упаковке, при диапазоне температур окружающей среды от -30°С до + 43°С и выше, всеми видами транспорта.

Термоконтeйнер ТМ-8 подходит для регулярного использования в лабораториях, лечебных учреждениях, аптеках, идеален для транспортировки биологических проб, лекарственных средств; возможна транспортировка в ручной клади компактностью.

Характеристики ТМ-8

- полезный средний обьeм термоконтeйнера с учетом рекомендованного комплекта хладоэлементов: 3.3 л
- внешние размеры без упаковки (Д×Ш×В): 360×240×250 мм;
- внутренние размеры по дну (Д×Ш×В): 280×160×170 мм;
- внутренние размеры по крышке (Д×Ш×В): 285×165×170 мм;
- вес снаряженного термоконтeйнера с внешней упаковкой и рекомендованным комплектом хладоэлементов: 4.1 кг;
- применяемые хладоэлементы: ???-1 / ???-2 ;
- рекомендованный комплект хладоэлементов: 6 шт.;
- материал изготовления: жесткий заливочный пенополиуретан;
- материал внутренних поверхностей: ударопрочный пластик;
- материал внешних поверхностей: сумка-чехол из влагозащитного полиэстра или гофрокоробка;
- допустимые отклонения параметров размера, обьeма, веса термоконтeйнера: ± 5% .

Продолжительность хладовоздействия:

от +2 °С до +8 °С при температуре окружающей среды +25 °С: 65 часов

от +2 °С до +8 °С при температуре окружающей среды +43 °С: 36 часов

от -20 °С до 0 °С при температурах окружающей среды +25 °С (с комплектом хладоэлементов МХД-2): 34 часа.

Комплектность контейнеров:

- корпус - 1 шт;
- крышка - 1 шт;

Принадлежности:

- хладоэлементы МХД-1 (не более 32 шт);
- хладоэлементы МХД-2 (не более 32 шт);
- хладоэлементы МХД-3 (не более 32 шт);
- сумка-чехол из влагозащитной ткани (1 шт.);
- упаковочная прокладка из гофрокартона или пластика (1 шт.);
- внешняя упаковка из гофрокартона (1 шт.).