

Термометр инфракрасный AND DT-635

ФСЗ 2011/09605

инфракрасный, лобный / ушной, время измерения 1 сек, 0-50 °C, память измерений

A&D Company Ltd., Япония



Характеристики

Тип	инфракрасный
Способ измерения	лобный / ушной
Время измерения	1 сек
Диапазон измеряемых температур	0-50 °C
Память	Да

Дополнительные характеристики

Термометр электронный инфракрасный AND DT-635 предназначен для мгновенного измерения температуры тела человека в ухе или на лбу и окружающей среды. Прибор также сочетает в себя функции часов и комнатного термометра.

Используется для измерения температуры:

- тела человека в ухе и прикосновением ко лбу;
- любого объекта в температурном диапазоне прибора;
- воздуха в помещении.

Особенности:

- Инфракрасный, не содержит ртути.
- Точное и мгновенное измерение температуры тела за 1 секунду: в ухе, на лбу.
- Звуковые сигналы: об окончании измерения и при температуре выше 38°C.
- Диапазон измерения от 0°C до 50°C.
- Бесконтактное измерение температуры воздуха и окружающих объектов (воды, детского питания и т.д.), влагозащитный датчик.
- Память последнего измерения.
- Автоматическое выключение после использования для увеличения срока службы элемента питания.
- Пределы допускаемой погрешности измерений: +/- 0.1°C.
- Кейс-подставка и футляр для хранения и транспортировки в комплекте.