

## Термометр инфракрасный бесконтактный GP-300

инфракрасный, бесконтактный, время измерения 0.5 сек, память измерений

Harbin Xiande Technology Development Co Ltd, Китай



### Характеристики

---

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Тип              | инфракрасный  |
| Способ измерения | бесконтактный |
| Время измерения  | 0.5 сек       |
| Память           | Да            |

### Дополнительные характеристики

---

**Цифровой инфракрасный бесконтактный термометр GP-300** – профессиональный термометр для измерения температуры тела детей и взрослых. Измерение температуры происходит всего за 0.5 секунды. Максимальная погрешность составляет всего 0.2°C. Для предотвращения распространения инфекции измерение температуры может производиться на расстоянии 3-5 сантиметров. Дополнительно устройство оснащено встроенной памятью, в которой сохраняются результаты последних 32 измерений.

#### Основные особенности:

- быстрое измерение 0.5 секунды;
- автоматическое отключение через 1 минуту без использования;
- предупреждение о высокой температуре (когда температура выше 37.3°C цвет ЖК-дисплея будет желтым, а когда 38.3°C или выше будет красным в качестве предупреждения);
- термометр может применяться для измерения температуры тела как детей, так и взрослых.

**Устройство поддерживает функцию звуковой индикации.** В случае если температура тела превышает норму, термометр воспроизведет 2 коротких сигнала.

**Устройство оснащено встроенной памятью,** которая позволяет автоматически сохранять последние 32 результата измерений. Благодаря этому вы сможете отследить динамику изменения температуры тела.