

Термометр инфракрасный Omron Gentle Temp 720 (MC-720-E)

РЗН 2017/5730

инфракрасный, бесконтактный, время измерения 1 сек, память измерений

Omron Healthcare Co., Ltd., Япония



Характеристики

Тип	инфракрасный
Способ измерения	бесконтактный
Время измерения	1 сек
Память	Да

Дополнительные характеристики

Термометр инфракрасный OMRON Gentle Temp 720 (модель MC-720-E) – это электронный прибор, который предназначен для мгновенного измерения температуры тела на поверхности лба у детей и взрослых.

Способ измерения: бесконтактный.

Время измерения: 1 сек.

Память: 25 измерение.

Чтобы определить температуру тела, достаточно поднести термометр ко лбу на расстоянии 1-3 см. Через 1 секунду прибор подаст звуковой сигнал и отразит на ЖК-дисплее температуру тела. Поскольку кровеносные сосуды лба менее всего подвержены сужению, эта область лучше подходит для измерения центральной температуры даже в условиях низких температур.

Особенности:

- Беззвучный режим. Позволит измерить температуру тела даже во время сна малыша.
- Подсветка дисплея. Подсветка дисплея загорается на 5 секунд.
- Автоматическое отключение. Обеспечивает долгий срок службы батареек.
- Большой дисплей. Результат видно сразу.
- Звуковой сигнал. Подача четырехкратного звукового сигнала три раза свидетельствует о том, что обязательное минимальное время измерения завершено. Вы можете достать термометр и посмотреть результат.