

Термометр электронный AND DT-624

ФСЗ 2011/09384

электронный, подмышечный / оральный / ректальный,
время измерения 60 сек, 32-43 °C, водонепроницаемый,
гибкий наконечник, память измерений

A&D Company Ltd., Япония



Характеристики

Тип	электронный
Способ измерения	подмышечный / оральный / ректальный
Время измерения	60 сек
Диапазон измеряемых температур	32-43 °C
Водонепроницаемый	Да
Гибкий наконечник	Да
Память	Да

Дополнительные характеристики

Термометр электронный AND DT-624

Варианты исполнения:

- лягушка
- коровка
- уточка

Характеристики:

- цифровой термометр по разумной цене;
- не содержит ртути;
- среднее время измерения 60 секунд;
- точность измерения 0.1 °C
- память последнего измерения;
- информативный звуковой сигнал;
- футляр в комплекте.