

Термометр электронный Omron Eco Temp Basic

ФСЗ 2009/05423

электронный, подмышечный / оральный / ректальный,
время измерения 1.5 мин / 1 мин / 5 мин, 32-42 °C,
водонепроницаемый, гибкий наконечник, память
измерений

Omron Healthcare Co., Ltd., Япония



Характеристики

Тип	электронный
Способ измерения	подмышечный / оральный / ректальный
Время измерения	1.5 мин / 1 мин / 5 мин
Диапазон измеряемых температур	32-42 °C
Водонепроницаемый	Да
Гибкий наконечник	Да
Память	Да

Дополнительные характеристики

Термометр медицинский цифровой OMRON Eco Temp Basic (MC-246-RU) предназначен для измерения и мониторинга температуры тела.

Способ измерения: подмышечный (5 мин), оральный (1.5 мин), ректальный (1 мин).

Диапазон измерения: 32-42°C (точность 0.1°C).

Особенности:

- Звуковой сигнал.
- Защита от воды.
- Автоматическое выключение.