

Термометр электронный Omron Flex Temp Smart

ФСЗ 2009/05422

электронный, подмышечный / оральный / ректальный,
время измерения 10 сек / 20 сек / 5 мин, 32-42 °C,
водонепроницаемый, гибкий наконечник, память
измерений

Omron Healthcare Co., Ltd., Япония



Характеристики

Тип	электронный
Способ измерения	подмышечный / оральный / ректальный
Время измерения	10 сек / 20 сек / 5 мин
Диапазон измеряемых температур	32-42 °C
Водонепроницаемый	Да
Гибкий наконечник	Да
Память	Да

Дополнительные характеристики

Термометр электронный OMRON Flex Temp Smart (MC-343F-RU) – предназначен для измерения и мониторинга температуры тела.

Способ измерения: подмышечный (5 мин), оральный (20 сек), ректальный (10 сек).

Диапазон измерения: 32-42°C (точность 0.1°C).

Особенности:

- Звуковой сигнал.
- Автоматическое выключение.