

Термометр электронный Omron i-Temp

ФСЗ 2008/02418

электронный, подмышечный / оральный, время
измерения 1 мин / 5 мин, 32-42 °C, память измерений

Omron Healthcare Co., Ltd., Япония



Характеристики

Тип	электронный
Способ измерения	подмышечный / оральный
Время измерения	1 мин / 5 мин
Диапазон измеряемых температур	32-42 °C
Память	Да

Дополнительные характеристики

Термометр электронный OMRON i-Temp (Модель MC-670-E) предназначен для измерения и мониторинга температуры тела.

Способ измерения: подмышечный (5 мин), оральный (1 мин).

Диапазон измерения: 32-42°C (точность 0.1°C).

Особенности:

- Инновационный плоский наконечник.
- Звуковой сигнал.
- Автоматическое выключение.