

Термометр электронный Omron i-Temp mini

ФСЗ 2008/02419

электронный, подмышечный / оральный / ректальный,
время измерения 1 мин / 5 мин, 32-42 °C,
водонепроницаемый, память измерений

Omron Healthcare Co., Ltd., Япония



Характеристики

Тип	электронный
Способ измерения	подмышечный / оральный / ректальный
Время измерения	1 мин / 5 мин
Диапазон измеряемых температур	32-42 °C
Водонепроницаемый	Да
Память	Да

Дополнительные характеристики

Термометр электронный OMRON i-Temp mini (MC-271W-E) предназначен для измерения и мониторинга температуры тела.

Способ измерения: подмышечный (5 мин), оральный (1 мин), ректальный (1 мин).

Диапазон измерения: 32-42°C (точность 0.1 °C).

Особенности:

- Инновационный плоский наконечник.
- Водонепроницаемый корпус – можно измерять температуру воды в детской ванночке.
- Звуковой сигнал.
- Автоматическое выключение.