

Термометр электронный Omron Eco Temp Smart

ФСЗ 2009/05424

электронный, подмышечный / оральный / ректальный,  
время измерения 10 сек / 20 сек / 5 мин, 32-42 °C,  
водонепроницаемый, память измерений

Omron Healthcare Co., Ltd., Япония



Характеристики

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Тип                            | электронный                         |
| Способ измерения               | подмышечный / оральный / ректальный |
| Время измерения                | 10 сек / 20 сек / 5 мин             |
| Диапазон измеряемых температур | 32-42 °C                            |
| Водонепроницаемый              | Да                                  |
| Память                         | Да                                  |

Дополнительные характеристики

**Термометр электронный OMRON Eco Temp Smart** (модель MC-341-RU) – предназначен для измерения и мониторинга температуры тела.

**Способ измерения:** подмышечный (5 мин), оральный (20 сек), ректальный (10 сек).

**Диапазон измерения:** 32-42°C (точность 0.1°C).

**Особенности:**

- Звуковой сигнал.
- Автоматическое выключение.