

Термометр электронный Microlife MT 1622

ФСЗ 2011/10172

электронный, подмышечный / оральный / ректальный,
время измерения 60 сек, 32-42.9 °C,
водонепроницаемый, память измерений

MicroLife AG, Швейцария



Характеристики

Тип	электронный
Способ измерения	подмышечный / оральный / ректальный
Время измерения	60 сек
Диапазон измеряемых температур	32-42.9 °C
Водонепроницаемый	Да
Память	Да

Дополнительные характеристики

Термометр электронный Microlife MT 1622 – цифровой термометр с 4-х значным дисплеем.

Способ измерения: подмышечный, оральный, ректальный.

Время измерения: 60 сек.

Диапазон измерения: 32-42.9 °C (точность 0.1 °C).

Особенности:

- 100% водонепроницаемый.
- Технология Gold Temp™ – антиаллергенное свойство покрытия наконечника.
- Звуковой сигнал.
- Автовключение.

Батарейка: 1.5 / 1.55 В, размер LR41