

Термометр инфракрасный Omron Gentle Temp 510

ФСЗ 2008/02421

инфракрасный, ушной, время измерения 1 сек / 10 сек,
34-42.2 °C память измерений

Omron Healthcare Co., Ltd., Япония



Характеристики

Тип	инфракрасный
Способ измерения	ушной
Время измерения	1 сек / 10 сек
Диапазон измеряемых температур	34-42.2 °C
Память	Да

Дополнительные характеристики

Термометр инфракрасный OMRON Gentle Temp 510 (модель MC-510-E2) – инфракрасный термометр для измерения температуры в ушном канале.

Способ измерения: инфракрасный в ушном канале.

2 режима измерения:

- 1 сек – мгновенное измерение.
- 10 сек – направленное измерение (режим измерения у грудных детей) – исключает неправильное положение термометра в ушном канале.

Особенности:

- Быстрое измерение за 1 сек
- Автоматическое отключение
- Защитный футляр для хранения термометра
- Защитные колпачки (10 колпачков входят в комплект).