

Термошкаф медицинский Тахат Thermo M

на регистрации

объем 180 л, полок 3 шт., время непрерывной работы
24 ч, мощность 250 Вт

ТахатАкси ОДО, Беларусь



Характеристики

Объем	180 л
Количество полок	3 шт.
Подогрев	34-54 °C
Шаг изменения температуры	0.5 °C
Режим работы	24 ч
Мощность	250 Вт
Вес	60 кг
Размер	670×640×840 мм

Дополнительные характеристики

Термошкаф медицинский «Thermo M» предназначен для подогрева и хранения при заданной температуре растворов и жидкостей для инфузионной терапии, больничных одеял, нательного и постельного белья, перевязочных материалов, парафина, парафиновых смесей, озокерита. Устанавливается в предоперационных, сестринских, процедурных и других помещениях медучреждений.

Особенности:

- поддержание заданной температуры 24 ч;
- равномерный нагрев инфузионных растворов и полотенец;
- быстрое время нагрева (20-60 мин в зависимости от выбранной температуры);
- прочный корпус из нержавеющей стали;
- отличная изоляция, позволяющая сохранить тепло;
- выдвижные и съемные полки для удобного использования и легкой дезинфекции внутренних поверхностей;
- функция блокировки двери;
- возможность выбора лево- или правосторонней установки двери.

Микропроцессорная система управления:

- LED-дисплей;

- индикация текущей и заданной температуры;
- индикация времени с момента старта нагрева;
- 2 режима подогрева: «Растворы» и «Одеяла»;
- индикация открытия двери;
- световая/звуковая сигнализация;
- самотестирование при включении и в процессе работы;
- считыватель RFID-карт для блокировки кнопок панели управления.

Модульная система:

Комбинирование моделей с управлением каждой отдельной камерой:

M+M

M+S

L+M

Варианты исполнения:

- стационарный;
- мобильный (наличие различных по диаметру колес).