

Термошкаф медицинский Тахат Thermo S

на регистрации

объем 120 л, полок 2 шт., время непрерывной работы
24 ч, мощность 150 Вт

ТахатАкси ОДО, Беларусь



Характеристики

Объем	120 л
Количество полок	2 шт.
Подогрев	34-54 °C
Шаг изменения температуры	0.5 °C
Режим работы	24 ч
Мощность	150 Вт
Вес	50 кг
Размер	670×640×580 мм

Дополнительные характеристики

Термошкаф медицинский «Thermo S» предназначен для подогрева и хранения в теплом виде растворов и жидкостей для инфузионной терапии, больничных одеял, нательного и постельного белья, перевязочных материалов, парафина, парафиновых смесей, озокерита. Устанавливается в предоперационных, сестринских, процедурных и других помещениях медучреждений.

Особенности:

- поддержание заданной температуры 24 ч;
- равномерный нагрев инфузионных растворов и полотенец;
- быстрое время нагрева (20-60 мин в зависимости от выбранной температуры);
- прочный корпус из нержавеющей стали;
- отличная изоляция, позволяющая сохранить тепло;
- выдвижные и съемные полки для удобного использования и легкой дезинфекции внутренних поверхностей;
- функция блокировки двери;
- возможность выбора лево- или правосторонней установки двери;
- микропроцессорная система управления;
- LED-дисплей;
- индикация текущей и заданной температуры;

- индикация времени с момента старта нагрева;
- 2 режима подогрева: «Растворы» и «Одеяла»;
- индикация открытия двери;
- световая/звуковая сигнализация;
- самотестирование при включении и в процессе работы;
- считыватель RFID-карт для блокировки кнопок панели управления.

Модульная система:

Комбинирование моделей с управлением каждой отдельной камерой:

S+S

M+S

L+S