

Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ

ФСР 2007/01585

суховоздушный, объем 80 л, температура в камере
(токр. +5) +60 °С, размеры 528×753×547 мм

Смоленское СКТБ СПУ ОАО, Россия



Характеристики

Тип	суховоздушный
Объем рабочей камеры	80 л
Температура в камере	(токр. +5) +60 °С
Дискретность установки температур	1 °С
Размер камеры	393×496×396 мм
Размеры	528×753×547 мм
Масса	60 кг

Дополнительные характеристики

Применение: термостаты ТС1/80-СПУ используются в клинико-диагностических и санитарно-бактериологических лабораториях клиник и больниц, научно-исследовательских институтах, ветеринарии, лабораториях пищевой и других отраслях промышленности. Равномерное распределение температуры в рабочей камере за счет принудительной циркуляции воздуха. Установка и регулирование температуры. Автоматический контроль температуры в рабочей камере. Цифровая индикация текущей и установленной температуры. визуальный контроль процесса за счет стеклянной двери.