

Термостат TDB-120

РЗН 2018/7729

твёрдотельный, вместимость 21×0.5 мл + 32×1.5 мл + 50×0.2 мл пробирок., температура в камере 5°C выше комн... +120°C °C, дисплей, размеры 230×210×110 мм

Biosan SIA, Латвия



Характеристики

Тип	твёрдотельный
Вместимость	21×0.5 мл + 32×1.5 мл + 50×0.2 мл пробирок.
Температура в камере	5°C выше комн... +120°C °C
Дискретность установки температур	0.1 °C
Дискретность установки времени	1 мин
Дисплей	Да
Размеры	230×210×110 мм
Масса	2.8 кг