

Термостат WB-4MS

ФСЗ 2011/09793

водяной, объем 4 л, температура в камере 5°C выше
комн... +120°C °C, скорость перемешивания 250-1000
об/мин, дисплей, размеры 340×270×250 мм

Biosan SIA, Латвия



Характеристики

Тип	водяной
Объем рабочей камеры	4 л
Температура в камере	5°C выше комн... +120°C °C
Дискретность установки температур	0.1 °C
Дискретность установки времени	1 мин
Скорость перемешивания	250-1000 об/мин
Дисплей	Да
Размер камеры	235×135×110 мм
Размеры	340×270×250 мм
Масса	3.4 кг

Дополнительные характеристики

Термостат WB-4MS предназначен для проведения химических, фармакологических, медицинских и биологических исследований, для процессов, требующих поддержания постоянной температуры в диапазоне от температуры окружающей среды до 100°C.