

Термопленка Sony UPT-210BL

ФСЗ 2011/10447

рулонная, 210×12.5 мм×м, для термопринтеров, в упаковке 5 шт.

SONY, Япония



Характеристики

Исполнение	рулонная
Для видеопринтера	Да
Размер рулона	210×12.5 мм×м
Назначение	для термопринтеров
Используемое оборудование	Sony UP-991AD / Sony UP-990AD / Sony UP-980AD
Количество в упаковке	5 шт.

Дополнительные характеристики

Термопленка Sony UPT-210BL - голубая прозрачная термопленка для медицинских принтеров.

Ширина: 210 мм.

Длина рулона: 12.5 м.

В одном рулоне 42 отпечатка (шесть отдельных изображений).

Для принтеров:

- Sony UP-991AD
- Sony UP-990AD
- Sony UP-980AD

Вес рулона: 0.57 кг.

В коробке: 5 рулонов (мастер-картон - 20 рулонов).