

Тест Бови-Дика DGM Steriguard

ФСЗ 2012/12553

химический, ПАР, тест Бови-Дика, 2 класс, 134°C - 3.5 мин, в упаковке 24 шт.

DGM Pharma-Apparate Handel AG, Швейцария



Характеристики

Тип	химический
Стерилизация	ПАР
Тест Бови-Дика	Да
Класс	2 класс
Режимы	134°C - 3.5 мин
Количество в упаковке	24 шт.

Описание

Индикатор 2-го класса БОВИ-ДИК марки DGM Steriguard предназначен для проверки работы паровых стерилизаторов, имеющих вакуумную систему удаления воздуха перед стерилизационной выдержкой. Контролирует полноту удаления воздуха из стерилизационной камеры. Для проведения контрольных циклов с режимом 134°C, 3.5 минуты. Бови-Дик тест (укладка) представляет собой стопку листов специальной бумаги. В середине стопки находится индикаторный лист с фигурным рисунком, выполненный химическими индикаторными чернилами. Индикатор должен равномерно изменить цвет после цикла стерилизации.