

Тест для определения беременности FRAUTEST comfort

ФСЗ 2010/07698

тест на беременность, струйный тест,
чувствительность теста 15 мМЕ/мл, время результата
3-5 мин, количество тестов в упаковке 1 шт.

AXIOM Gesellschaft fur Diagnostica und Biochemica
mbH, Германия



Характеристики

Вид	тест на беременность
Тип	струйный тест
Чувствительность теста	15 мМЕ/мл
Время получения результата	3-5 мин
Количество тестов в упаковке	1 шт.

Дополнительные характеристики

Струйный тест третьего поколения. Тест предлагает дополнительные преимущества - комфорт и гигиеничность. Тест удобен - нет необходимости собирать мочу, тестирование можно проводить в любое время. К тому же, благодаря оригинальной конструкции кассеты, вы не сможете нарушить методику тестирования. Вид упаковки: фольга, картон. Количество штук в упаковке: 1 шт. Условия хранения: хранить в запечатанной упаковке при температуре от +4 до +30°C в сухом и недоступном для детей месте. Срок годности: 3 года.