

Тест для определения беременности FRAUTEST expert

ФСЗ 2010/07698

тест на беременность, планшетный тест,
чувствительность теста 15 мМЕ/мл, время результата
3-5 мин, количество тестов в упаковке 1 шт.

AXIOM Gesellschaft fur Diagnostica und Biochemica
mbH, Германия



Характеристики

Вид	тест на беременность
Тип	планшетный тест
Чувствительность теста	15 мМЕ/мл
Время получения результата	3-5 мин
Количество тестов в упаковке	1 шт.

Дополнительные характеристики

Планшетный тест с пипеткой. Оригинальная конструкция и методика проведения теста дает дополнительную гарантию точности результата. На поверхности небольшого планшета есть два окошка, мочу наносят в одно из них одноразовой пипеткой, которая входит в комплект. Во втором окошке появляется результат. Вид упаковки: фольга, картон. В комплекте: планшетный тест, емкость для сбора мочи, пипетка. Количество штук в упаковке: 1 шт. Условия хранения: хранить в запечатанной упаковке при температуре от +4 до +30°C в сухом и недоступном для детей месте. Срок годности: 3 года.