

Тест на определение беременности MAMA TEST

ФСЗ 2007/00902

тест на овуляцию, тест-полоска, чувствительность
теста 20 мМЕ/мл, количество тестов в упаковке 1 шт.

Beromed GmbH Hospital Products, Германия



Характеристики

Вид	тест на овуляцию
Тип	тест-полоска
Материал полоски	бумажная
Чувствительность теста	20 мМЕ/мл
Количество тестов в упаковке	1 шт.

Дополнительные характеристики

Ультрочувствительный струйный тест для ранней диагностики беременности MAMA TEST® отличается более сложным устройством, при этом он более чувствителен и прост в применении. Его можно использовать в любом месте, просто подставив приемный конец тест-устройства под струю мочи, и через несколько минут получить результат. Внутри устройства находится стержень, состоящий из множества волокон. Моча поднимается по стержню от приемного конца к тест-зоне, в которой находятся реагенты, закрепленные на латексных частицах. Если в моче находится ХГЧ, то он взаимодействует с реагентами, и в тест-зоне появляется цветная полоса. Поскольку этот тест является более чувствительным, его можно использовать в течение всего дня, а не только утром.