

## Тест Бови-Дика ВИНАР Бови-Дик

РЗН 2013/43

химический, ПАР, тест Бови-Дика, 2 класс, 134°C - 3.5 мин, в упаковке 6 шт.

ВИНАР НПФ ООО, Россия



### Характеристики

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Тип                   | химический      |
| Стерилизация          | ПАР             |
| Тест Бови-Дика        | Да              |
| Класс                 | 2 класс         |
| Режимы                | 134°C - 3.5 мин |
| Количество в упаковке | 6 шт.           |

### Описание

**Тест-пакет «Бови-Дик-ВИНАР»** предназначен для периодического испытания паровых стерилизаторов на паропроницаемость и на удаления воздуха из стерилизационной камеры.

Тест-пакет представляет собой обёрнутый в упаковочную бумагу многослойный пакет из инертной бумажной загрузки с индикаторным листом в центре. Используется в тестовом Бови-Дик цикле - «134°C - 3.5 минуты».

#### Характеристики:

- индикатор **2 класса** (для специальных испытаний) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011;
- соответствует требованиям ГОСТ ISO 11140-4-2011 и ISO 11140-5-2011;
- результат теста легко интерпретируется;
- липкий слой на индикаторном листе облегчает документирование;
- чёткий цветовой переход от начального серо-голубого к конечному розово-фиолетовому;
- на внешней обёртке имеется индикатор 1 класса, который отличает использованные тест-пакеты от неиспользованных;
- нетоксичен, не содержит соединений свинца, в процессе применения и хранения не выделяет вредных и токсичных компонентов;
- гарантийный **срок годности** - 24 месяца.

Применение тест-пакета «Бови-Дик-ВИНАР» позволяет своевременно выявлять причины неудовлетворительного удаления воздуха из стерилизационной камеры: негерметичность стерилизационной

камеры, неисправность насоса, неисправность клапанов.

**В упаковке:** 6 шт.