

Тест-полоска для определения беременности FRAUTEST express

ФСЗ 2010/07698

тест на беременность, тест-полоска, чувствительность
теста 15 мМЕ/мл, время нахождения в контакте с
мочой 10 с, время результата 3-5 мин, количество
тестов в упаковке 1 шт.

AXIOM Gesellschaft fur Diagnostica und Biochemica
mbH, Германия



Характеристики

Вид	тест на беременность
Тип	тест-полоска
Материал полоски	бумажная
Чувствительность теста	15 мМЕ/мл
Время нахождения в контакте с мочой	10 с
Время получения результата	3-5 мин
Количество тестов в упаковке	1 шт.

Дополнительные характеристики

Тест-полоска. Представляет собой пропитанную реагентом (мечеными антителами к ХГЧ) бумажную полоску на пластиковой подложке, которую погружают в емкость с исследуемой мочой. Вид упаковки: фольга, картон. Количество штук в упаковке: 1 шт. Условия хранения: хранить в запечатанной упаковке при температуре от +4 до +30°C в сухом и недоступном для детей месте. Срок годности: 3 года.