

Тест-полоски для мочи Labstrip U11 Plus

ФСЗ 2010/07583

тест-полоски, система закрытая, аскорбиновая
кислота / белок / билирубин / глюкоза / кетоны / кровь /
лейкоциты / нитриты / удельный вес / уробилиноген /
pH, метод определения качественный /
полуколичественный, 150 определений

77 Elektronika Muszeripari Kft., Венгрия



Характеристики

Тип	тест-полоски
Для анализаторов	77 Elektronika Muszeripari Kft.
Система	закрытая
Параметр определения	аскорбиновая кислота / белок / билирубин / глюкоза / кетоны / кровь / лейкоциты / нитриты / удельный вес / уробилиноген / pH
Метод	качественный / полуколичественный
Материал исследования	моча
Количество определений	150

Дополнительные характеристики

Тест-полоски для мочи Labstrip U11 Plus (кат. номер ANA-9901-1) – тестовая полоска для полуколичественного анализа мочи из свежей мочи. Используются с анализатором LabUReader Plus 2 либо ручным методом.
150 штук тест-полосок, каждая имеет 11 измерительных зон. Эти зоны содержат чувствительные реагенты. Цвет тестового поля изменяется в результате химической реакции с мочой.
Контроль качества можно осуществлять контрольными материалами для мочевых тест-полосок и осадка мочи Dip and Spin Urinalysis Dipstick/Microscopics Control.

Время определения: 1 мин.