

Тест-полоски Bionime GS-100

РЗН 2015/2584

фотометрический метод, 25 шт. / 50 шт.

Bionime Corporation, Китай



Характеристики

Метод измерения	фотометрический метод
Диапазон определений	0.6-33.3 ммоль/л
Количество в упаковке	25 шт. / 50 шт.

Дополнительные характеристики

Bionime – один из ведущих мировых лидеров по производству товаров для диабетиков, выпустившая несколько моделей глюкометров, каждая из которых была отмечена различными наградами на престижных международных конкурсах. Для каждой модели глюкометра Bionime создаются индивидуальные тест - полоски.

GS100 - тест-полоски, предназначенные для использования только с глюкометром Bionime GM100, и только с ним Вы получите максимально точный результат измерения.

Преимущества Bionime:

- анализ основан на самом точном, передовом электрохимическом способе измерения, не требующий промокания тест полоски и контроля времени измерения.
- при создании электродов тест-полоски используются благородные металлы, способные передавать информацию о проводимом тесте быстро и с минимальными погрешностями.
- Bionime - одна из немногих компаний, производящая глюкометры с автоматическим кодированием, не требующих подготовительных манипуляций.
- уникальный дизайн тест-полосок предусматривает специальную область, за которую их необходимо держать, при этом, не касаясь «рабочей зоны», на которую наносится кровь.
- тест-полоски Bionime не теряют свою точность даже в экстремальных условиях (при температуре от -20 до +45 °C).
- маленькая проба крови для анализа – всего 1.4 мкл.
- автоматическое засасывание крови – капиллярный способ, при котором тест-полоска сама возьмет необходимый для анализа объем.
- гипогликемия - самое опасное осложнение диабета, при патологическом состоянии гипогликемии (пониженное содержание глюкозы в крови) крайне важным является точность прибора, повышенная точность на низких сахарах - преимущество глюкометров Bionime.