

Тест-полоски Уриполиан XN

ФСР 2008/02809

тест-полоски, система открытая, белок / билирубин / глюкоза / кетоны / лейкоциты / мазок крови / нитриты / относительная плотность / уробилиноген / pH, метод определения качественный / полуколичественный, 100 определений

Биосенсор АН ООО, Россия



Характеристики

Тип	тест-полоски
Система	открытая
Параметр определения	белок / билирубин / глюкоза / кетоны / лейкоциты / мазок крови / нитриты / относительная плотность / уробилиноген / pH
Метод	качественный / полуколичественный
Материал исследования	моча
Количество определений	100