


Тест-система ALFA для количественного определения общих и специфических IgE антител (экспресс-тест)

ФСЗ 2007/00940

формат кассета, аллергены бытовые / грибковые /
лекарственные / пищевые / профессиональные /
пыльцевые, ИФА общий IgE / специфический IgE,
исследуемый материал плазма / сыворотка / цельная
кровь, количество тестов 1 / 8

Dr. Fooke-Achterrath Laboratorien GmbH, Германия



Характеристики

Формат	кассета
Аллергены	бытовые / грибковые / лекарственные / пищевые / профессиональные / пыльцевые
ИФА	общий IgE / специфический IgE
Исследуемый материал	плазма / сыворотка / цельная кровь
Достоверность	92-99.8 %
Количество тестов	1 / 8
Время определения	-20 мин

Дополнительные характеристики

Бесприборный ALFA экспресс тест является экспресс анализом для определения аллерген специфических IgE-антител в цельной крови, сыворотке или плазме. ALFA экспресс тест состоит из универсального тестового модуля (кассеты) в комбинации с индивидуальными жидкофазными аллергенами или микстами аллергенов (в качестве скрининга). ALFA экспресс тест представляет собой тестовый модуль, в который, после нанесения в него капли капиллярной крови и добавления требуемого раствора аллергена, окрашивается, сигнализируя о наличии аллергической реакции.