

Тест-система «Плазминоген (хромогенный)» / Plasminogen (Chromogenic), кат. № 5244

ФСЗ 2011/11270

система открытая, плазминоген

Helena Laboratories, Великобритания



Характеристики

Система	открытая
Параметр определения	плазминоген
Назначение	количественное определение плазминогена
Фасовка	- стрептокиназный реагент – 4 шт. × 2 мл - плазминовый субстрат – 4 шт. × 2 мл - плазминовый буфер – 4 шт. × 5 мл

Описание

Тест-система «**Плазминоген** / Plasminogen» предназначена для количественного определения плазминогена в цитратной человеческой плазме (хромогенный метод) с использованием ручного, полуавтоматического или полностью автоматического методов.

Основные характеристики:

- количественное определение;
- линейная калибровка от 0 - 100%;
- высокая стабильность после вскрытия.