

Тест-системы для определения аллерген-специфических IgE антител EAST (Аллергодиски)

ФСЗ 2007/00940

формат диск, аллергены бытовые / грибковые / лекарственные / пищевые / профессиональные / пыльцевые, ИФА общий IgE / специфический IgE, исследуемый материал плазма / сыворотка / цельная кровь, количество тестов 5 / 10 / 25



Dr. Fooke-Achterrath Laboratorien GmbH, Германия

Характеристики

Формат	диск
Аллергены	бытовые / грибковые / лекарственные / пищевые / профессиональные / пыльцевые
ИФА	общий IgE / специфический IgE
Исследуемый материал	плазма / сыворотка / цельная кровь
Достоверность	92-99.8 %
Количество тестов	5 / 10 / 25
Время определения	-20 мин

Дополнительные характеристики

Наборы реагентов предназначены для количественного определения содержаний концентрации специфических IgE-антител методом иммуноанализа EAST в сыворотке (плазме) крови. Тест-система создана в виде модулей, совместимых с любым объёмом выполняемых лабораторией анализов. Все стадии исследования проводятся в ячейках плоскодонного планшета, в который распределяют аллергодиски. Регистрация оптической плотности осуществляется без изъятия дисков из лунок, что значительно повышает точность и воспроизводимость полученных результатов. Измерение оптической плотности проводится на любом современном планшетном спектрофотометре при длине волны 450 / 620 нм. Результаты тестирования представлены в международных единицах.