

Тимпанометр EasyTymr

РЗН 2013/290

тест скрининг импеданса, подключение к ПК, хранение результатов, зонд

MAICO Diagnostic GmbH, Германия



Характеристики

Виды тестов	скрининг импеданса
Дисплей	Да
Подключение к ПК	Да
Хранение результатов	Да
Зонд	Да

Дополнительные характеристики

EasyTymr – ручной скрининговый тимпанометр с тестированием рефлексов. С помощью EasyTymr можно производить точные измерения импеданса и регистрировать ипсилатеральные рефлекс за секунды.

Интенсивность четырех частот при тестировании рефлекса увеличивается автоматически. До тех пор пока не будет зарегистрирован рефлекс или не будет достигнут максимум.

Характеристики:

- Частоты рефлексов: 500 гц, 1кГц, 2 кГц, 4 кГц
- Очень быстро и достоверно измеряется импеданс
- Зонд с тоном 226 Гц; опция – высокочастотный зонд с тоном 1 кГц
- Автоматические тесты
- Полноцветный дисплей
- Во внутренней памяти аппарата хранится более 1000 измерений. С помощью ПО информация импеданса может быть также передана на компьютер.

Подставка

Подставку для EasyTymr можно использовать как базовый блок и как зарядное. Она может быть двух вариантов: с коробкой ушных вкладышей или со встроенным принтером.