

Тимпанометр MI 24

РЗН 2013/29

тест ипси- и контралатеральных рефлексов / скрининг
импеданса, хранение результатов, принтер, зонд

MAICO Diagnostic GmbH, Германия



Характеристики

Виды тестов	ипси- и контралатеральных рефлексов / скрининг импеданса
Дисплей	Да
Хранение результатов	Да
Принтер	Да
Зонд	Да

Дополнительные характеристики

Скрининговый импедансометр MI 24 позволяет выполнять быстрый тест импеданса и ипсилатеральных рефлексов. Уже через несколько секунд на дисплее появляется тимпанограмма. А через 4 секунды вы получаете распечатку результатов, которую делает принтер почти бесшумно. С моделью MI 24C можно провести тесты контралатерального рефлекса. Тестирование импеданса начинается автоматически. Интенсивность 4 частот постепенно повышается автоматически, пока регистрируется рефлекс или достигается максимум. Максимум настраивается, что позволяет защитить чувствительные уши. Можно выбрать автоматическую распечатку результатов теста.