

Тимпанометр Race Car для детей

РЗН 2013/290

тест акустического рефлекса / скрининг импеданса,
подключение к ПК, хранение результатов, принтер,
зонд

MAICO Diagnostic GmbH, Германия



Характеристики

Виды тестов	акустического рефлекса / скрининг импеданса
Дисплей	Да
Частота	0-1000 Гц
Интенсивность сигнала	- дБНЛ
Подключение к ПК	Да
Хранение результатов	Да
Принтер	Да
Зонд	Да