

Томограф компьютерный ANKE ANATOM 16 HD

РЗН 2021/13540

16 срезов, гентри 70 см, 1 источник, напряжение 80-140 кВ, генератор 60 кВт

Shenzhen Anke High-Tech, Китай



Характеристики

Количество срезов	16 срезов
Апертура гентри	70 см
Количество источников	1 источник
Напряжение на трубке	80-140 кВ
Мощность генератора	60 кВт

Описание

ANATOM-16 представляет собой современную разработку, превосходящую по своим характеристикам многие аналоги мировых производителей. Разрешающую способность этого томографа определяет большое количество элементов детектора.

Технические характеристики:

- диафрагма: 70 см;
- режим съемки: 16 × 0.625mm, 16 × 1.25 мм;
- 3D лазерная ориентация;
- рентгеновская трубка;
- марка: DUNLEETM;
- теплоемкость: 5.0MHU;
- ток трубки: 10 мА ~ 500 мА;
- тепловыделение: 815 кНУ/мин;
- выходная мощность генератора: 60 кВт;
- труба КВП Выбор: 80kV, 100 кВ, 120 кВ, 140 кВ.