

Томограф магнитно-резонансный ECHELON OVAL

РЗН 2014/1890

закрытый тип, напряженность 1.5 Тл, апертура 740 мм, РЧ усилитель 40 кВт, тип изображения цифровой, ширина стола 63 см, максимальная нагрузка 250 кг

Hitachi Ltd., Япония



Характеристики

Тип	закрытый
Напряженность поля	1.5 Тл
Апертура	740 мм
РЧ усилитель	40 кВт
Тип изображения	цифровой
Ширина стола	63 см
Максимальная нагрузка	250 кг

Описание

Созданный по форме тела для обеспечения широкого спектра пациентов, **Echelon Oval** воплощает в себе инновационный дух и непоколебимую приверженность комфорту пациента без ущерба для качества изображения. Самая широкая апертура в отрасли дополняется самым широким столом пациента, опускающимся до высоты кресла-каталки, чтобы обеспечить максимальный комфорт пациента. Регулируемые освещение и вентиляция в Гентри обеспечивают высочайший уровень комфорта пациентам. Echelon Oval обеспечивает визуализацию всего спектра клинических потребностей, обеспечивая высокую диагностическую уверенность даже в самых сложных случаях. Echelon Oval предлагает новейшие высококачественные клинические возможности, функции сканирования и обработки для удовлетворения клинических проблем в Neuro, Orthopedic, Body, Vascular, Breast imaging, теперь с улучшением изображения VIVID для значительного снижения уровня шума, одновременно улучшая тонкие структуры и края для всех изображений последовательности. Сверхпроводящий магнит с нулевым выкипанием гелия. Отсоединяемый стол. РЧ усилитель - 40 кВт.