

Томограф магнитно-резонансный «MagFinder II/AI3200»

ФСЗ 2007/00752

открытый тип, апертура 420 мм, тип изображения цифровой, максимальная нагрузка 220 кг, размеры стола 2355x835x712 мм

SciMedix Co., Ltd, Южная Корея



Характеристики

Тип	открытый
Апертура	420 мм
Угол доступа	120 °
Тип изображения	цифровой
Максимальная нагрузка	220 кг
Размеры стола пациента	2355x835x712 мм

Описание

Магнитно-резонансный томограф MAGFINDER II – МРТ система открытого типа 0.32 Т, с постоянным магнитом. Магнитно-резонансная томографическая система MAGFINDER II является детально проработанной системой, высокое качество которой гарантируется корпорацией SciMedix Ltd. Базой для создания новой МРТ системы MAGFINDER II является собственная разработка сканирующего процессора (спектрометра) и катушек с технологией Самсунг производства магнита для систем МРТ. Данная система популярна в мире благодаря оптимальному сочетанию цены/ качества. Система энергоэкономична, не требует мощной системы охлаждения. При этом система отвечает современным требованиям high-tech оборудования, имеет в своем арсенале все имеющиеся на сегодняшний день визуализационные возможности оборудования данного класса, а также предлагает новейшие разработки. Открытый вертикальный и два колонного типа гентри, три контрольных панели на двух сторонах передней и задней части гентри.