

Томограф магнитно-резонансный Oasis

ФСЗ 2010/06797

открытый тип, напряженность 1.2 Тл, апертура 480 мм, РЧ усилитель 18 кВт, тип изображения цифровой, ширина стола 82 см, максимальная нагрузка 300 кг

Hitachi Ltd., Япония



Характеристики

Тип	открытый
Напряженность поля	1.2 Тл
Апертура	480 мм
Угол доступа	270 °
РЧ усилитель	18 кВт
Тип изображения	цифровой
Ширина стола	82 см
Максимальная нагрузка	300 кг

Описание

Высокопольный МРТ открытой архитектуры Oasis обеспечивает отличный комфорт для пациентов и удобство для даже самых сложных пациентов, а так же обладает всеми преимуществами высокопольных систем. Имея беспрепятственный угол обзора и самый широкий стол пациента, Оазис позволяет охватить и удовлетворить больше типов пациентов, чем любая другая МР-система. Сложные пациенты, такие как пожилые люди, дети, немощные, тучные, беспокойные и пациенты с клаустрофобией, более комфортно размещаются. ВСЕ пациенты ценят Оазис за его комфорт.

Ключевые аспекты дизайна Оазиса включают в себя:

- беспрепятственный доступ, обеспечиваемый нашим по-настоящему открытым дизайном МРТ;
- стол пациента с трехкоординатным перемещением;
- вес пациента до 300 кг - максимальный в отрасли;
- 82 см ширина стола - самый широкий в отрасли;
- боковое перемещение стола в Гентри;
- стол опускается до 45 см от уровня пола для легкого доступа.