

Томограф оптический спектральный когерентный SOCT
Copernicus REVO

ФСЗ 2008/02322

27000 измерений в секунду, сканирование 3D /
радиальное / В-скан / растр / сечение,
люминисцентный светодиод, длина волны 830 нм

OPTOPOL Technology Sp. z o.o., Польша



Характеристики

Скорость сканирования	27000 измерений в секунду
Сканирование	3D / радиальное / В-скан / растр / сечение
Источник света	люминисцентный светодиод
Длина волны	830 нм
Осевое разрешение	5 мкм в ткани
Поперечное разрешение	12 мкм
Размеры	382×549×462 мм
Масса	23 кг

Описание

Спектральная ОКТ. Реконструкция глазного дна в реальном времени. Широкий скан передней камеры вид от угла к углу (требуется адаптер). Мишень фиксации: дисплей на органических светодиодах (форма мишени и ее положение могут быть изменены). Внешний кронштейн фиксации.