

Тонометр автоматический AND TM-2655P

РЗН 2013/283

автоматический, осциллометрический, на плечо,
давление 0-300 мм рт. ст., пульс 30-200 уд./мин

A&D Company Ltd., Япония



Характеристики

Тип	автоматический
Метод измерения	осциллометрический
Манжета	на плечо
Диапазон давления	0-300 мм рт. ст.
Диапазон пульса	30-200 уд./мин
Размеры	241×324×390 мм
Вес	5500 г

Описание

Автоматический цифровой измеритель артериального давления и частоты пульса AND TM-2655P – профессиональный стационарный тонометр, предназначенный для измерения давления в клиниках, больницах, а также в случаях, когда требуется автоматизировать и документировать процесс измерения давления, например для контроля давления сотрудников.

Тонометр AND TM-2655P автоматически обхватывает руку манжетой перед накачкой, чтобы исключить неправильное надевание, распечатывает результат на встроенном термопринтере, передает результат на компьютер для учета. Измерение давления занимает менее минуты и полностью автоматизировано.

Особенности и преимущества

- Прибор рассчитан на несколько сотен измерений в день и не требует участия медперсонала
- Встроенный термопринтер с возможностью размещения любой дополнительной информации на распечатываемом чеке с результатами измерения
- Автоматическое определение степени накачки манжеты с электронной защитой от чрезмерного накачивания (свыше 320 мм рт. ст.)
- Легкая замена и дезинфекция чехла манжеты
- Скорость измерения около 40 секунд
- Передача данных на сервер клиники, в электронную медкарту пациента, в СКУД предприятия
- Подходит для измерения на любой руке с обхватом от 18 до 47 см

- Имеет крепление «Антивор», кнопку аварийного отключения

Технические характеристики

Метод измерения	осциллометрический
Диапазон измерения давления	от 0 до 300 мм рт.ст.
Диапазон измерения частоты пульса	от 30 до 200 уд./мин
Манжета	встроенная для рук с обхватом плеча до 47 см
Размеры блока	245×320×390 мм
Вес	не более 5.5 кг
Срок службы	10 лет с момента установки

Комплектация: монитор-корпус, сетевой кабель, чехол на манжету, термобумага (2 рулона), руководство по эксплуатации, держатель для инструкций, гарантийная карта, коробка упаковочная картонная.