

Тонометр механический Адьютор ИАД-01-2 Premium

РЗН 2020/12919

механический, осциллометрический, на плечо,
манжета 35-64 см, давление 20-300 мм рт. ст.

Адьютор ООО, Россия



Характеристики

Тип	механический
Метод измерения	осциллометрический
Манжета	на плечо
Размер манжеты	35-64 см
Диапазон давления	20-300 мм рт. ст.

Описание

Тонометр механический Адьютор ИАД-01-2 Premium разрабатывался в первую очередь для врачей скорой помощи, участковых и семейных врачей.

За основу взят тонометр **ИАД-01-2А**. Он размещен в **специально сконструированной сумке** в которой также размещены:

- стетофонендоскопы СФ-01 и СФ-03 «АДЬЮТОР»
- манжета увеличенная 36-54 см и комплект детских манжет (7-12 см, 11-19 см и 18-26 см)

Также сумка имеет отделение для документов и удобный ремень, позволяющий носить сумку на плече.