

Тонометр автоматический Omron RS 1 (HEM-6120-E) на запястье

РЗН 2013/1318

автоматический, осциллометрический, на запястье,
манжета 13.5-21.5 см, пульс 40-180 уд./мин

Omron Healthcare Co., Ltd., Япония



Характеристики

Тип	автоматический
Метод измерения	осциллометрический
Манжета	на запястье
Размер манжеты	13.5-21.5 см
Диапазон пульса	40-180 уд./мин

Описание

Тонометр на запястье Omron RS 1 (HEM-6120-E) - технология интеллектуального управления Intellisense управляет процессом измерения подобно врачу, учитывая индивидуальные особенности каждого пользователя, что позволяет провести измерение максимально комфортно и быстро, даже при нарушениях ритма сердца (аритмии).

Бездекомпрессионный метод - залог ускоренного измерения, происходит на стадии нагнетания воздуха в манжету.

Основные характеристики:

- память последнего измерения;
- индикатор аритмии;
- если во время измерения обнаружена нерегулярность сердцебиения, но результат достоверен, он выводится на экран вместе с индикатором аритмии;
- индикатор правильной фиксации манжеты (ОК) - появляется при правильном закреплении манжеты на запястье во время измерения;
- индикатор излишне свободной фиксации манжеты - появляется во время измерения при неправильном закреплении манжеты на запястье;
- эргономичная манжета для обхвата запястья (13.5-21.5 см) обеспечивает естественное расположение прибора на руке, что способствует максимально точному результату;
- индикатор сердцебиения в тонометрах OMRON мигает во время измерения;
- крупный дисплей, который позволит отчетливо видеть результаты (на дисплее большие цифры);
- простое управление одной кнопкой.

Гарантия 10 лет.