

Тонометр внутриглазного давления ТВГД-02 (через веко)

РЗН 2015/2997

портативный, бесконтактный, давление 5-60 мм рт. ст., питание батарейное

Елатомский приборный завод ОАО, Россия



Характеристики

Конструкция	портативный
Тип	бесконтактный
Диапазон измерения давления	5-60 мм рт. ст.
Питание	батарейное

Описание

Тонометр внутриглазного давления ТВГД-02 предназначен для измерения внутриглазного давления (ВГД) **через веко** у взрослых и детей без использования анестетиков. Применяется при сложных случаях – при различных противопоказаниях к тонометрии роговицы, в случае выраженной аллергии на препараты-анестетики.

Диапазон измерений:

- Тонометрическое ВГД (по методу Маклакова) – от 5 до 60 мм р. ст.
- Истинное ВГД (по методу Гольдмана) – от 7 до 60 мм р. ст.

Преимущества:

- Обеспечивает комфортные условия и высокую точность измерений.
- Экономит средства на расходные материалы.
- Динамическое воздействие штока (посредством вибрации) и статическое сжатие века штоком исключает зависимость результатов измерений от толщины века.
- Отсутствие контакта тонометра со слизистой глаза (контакт только с веком) устраняет риск инфицирования.
- Измерения могут проводиться в положении пациента и сидя и лежа.
- Шток воздействует очень мягко, обеспечивая для пациента ощущение полного комфорта.
- Для правильного выполнения измерений прибор оснащен звуковой и световой индикацией всех текущих действий, отображаемых на дисплее.
- С помощью контрольного устройства, которое находится в футляре, оператор может выработать хорошие навыки работы с данным прибором.
- Конструкция тонометра исключает влияние косметики на результаты измерений.
- Не требуется стерилизация – достаточно выполнить дезинфекцию вибраторного штока и защитного кольца.

Размеры: 173×27×21 мм.

Вес: 88 г.