

Транспортная среда CVTR / CVTR Medium in polystyrene tube

ФСЗ 2009/03708

agar, CVTR, 100 шт. в уп.

HiMedia Laboratories Pvt. Limited, Индия



Характеристики

Тип	agar
Вид	CVTR
Назначение	для хранения и транспортировки в клиническую лабораторию вируссодержащего материала
Фасовка	100 шт. в уп.

Дополнительные характеристики

Транспортная система со средой CVTR HiMedia Laboratories Pvt. Limited рекомендована для сбора, транспортировки и хранения проб, содержащих вирусы. Каждая упаковка содержит 100 стерильных полистироловых пробирок со средой CVTR, стерильным тампоном для взятия мазка на пластиковой / металлической палочке, пробкой.

Виды:

- MS316-100NO - система транспорт. со средой CVTR для микоплазм, хламидий и вирусов, в полистирол. пробирке 10 шт.;
- MS316**S**-100NO - система транспорт. со средой CVTR в полистирол. пробирке **с тамп. на метал. пал.**, 100 шт.

Технические характеристики

Комплект транспортной системы включает в себя пробирку в виде «песочных часов» с транспортной средой и стерильный тампон для взятия мазка на пластиковой / металлической палочке.

Каждая пробирка с транспортной средой имеет этикетку на русском языке в том числе содержит поле для записи информации о пациенте.

Каждая упаковка транспортной системы имеет полиграфическую этикетку с инструкцией по применению на русском языке с указанием назначения транспортной системы.

Транспортные системы хранить при температуре не выше 25°C.

Не допускать замораживания.