

Транспортная среда с хламидоспор-агаром / Chlamydospore Medium in Polystyrene tube

ФСЗ 2009/03708

агар, CVTR, 100 шт. в уп.

HiMedia Laboratories Pvt. Limited, Индия



Характеристики

Тип	агар
Вид	CVTR
Назначение	для хранения и транспортировки в клиническую лабораторию грибов рода Candida
Фасовка	100 шт. в уп.

Дополнительные характеристики

Транспортная система с хламидоспор-агаром HiMedia Laboratories Pvt. Limited для грибов рода Candida. Каждая упаковка содержит 100 стерильных полистироловых пробирок со средой, стерильный тампон для взятия мазка на пластиковой / металлической палочке с пробкой.

Виды:

- MS113-100NO - система транспортная со средой для грибов Candida в полистироловой пробирке, 100 шт.;
- MS113S-100NO - система транспортная со средой для грибов Candida в полист. проб. **с тамп. на метал. пал.**, 100 шт.

Технические характеристики

Комплект транспортной системы включает в себя пробирку в виде «песочных часов» с транспортной средой и стерильный тампон для взятия мазка на пластиковой / металлической палочке.

Каждая пробирка с транспортной средой имеет этикетку на русском языке в том числе содержит поле для записи информации о пациенте.

Каждая упаковка транспортной системы имеет полиграфическую этикетку с инструкцией по применению на русском языке с указанием назначения транспортной системы.

Состав среды, грамм/литр:

- аммония сульфат 1.00;
- калия гидрофосфат 1.00;
- полисахарид очищенный 20.00;
- трипановый синий 0.10;
- биотин 0.000005;
- агар-агар 15.00.

Конечное значение рН (при 25°С) $5,1 \pm 0,2$

Транспортные системы хранить при температуре не выше 25°С. Не допускать замораживания.