

Транспортная среда Стюарта / Stuart Transport in polystyrene tube

ФСЗ 2009/03708

агар, Стюарта, 100 шт. в уп.

HiMedia Laboratories Pvt. Limited, Индия



Характеристики

Тип	агар
Вид	Стюарта
Назначение	для хранения и транспортировки в клиническую лабораторию нейссерий и других прихотливых микроорганизмов
Фасовка	100 шт. в уп.

Дополнительные характеристики

Транспортная система со средой Стюарта HiMedia Laboratories Pvt. Limited рекомендована для сбора, транспортировки и хранения проб, содержащих *Haemophilus influenzae*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Streptococcus pneumoniae* и другие микроорганизмы. Каждая упаковка содержит 100 стерильных полистироловых пробирок со средой Стюарта и стерильным тампоном для взятия мазка на пластиковой / металлической палочке с пробкой.

Виды:

- MS306-100NO - система транспортная со средой Стюарта в полистироловой пробирке, 100 шт.;
- MS306S-100NO - система транспорт.со средой Стюарта в полистироловой пробирке **с тампоном на металлической палочке**, 100 шт.

Технические характеристики

Комплект транспортной системы включает в себя пробирку в виде «песочных часов» с транспортной средой и стерильный тампон для взятия мазка на пластиковой / металлической палочке.

Каждая пробирка с транспортной средой имеет этикетку на русском языке в том числе содержит поле для записи информации о пациенте.

Каждая упаковка транспортной системы имеет полиграфическую этикетку с инструкцией по применению на русском языке с указанием назначения транспортной системы.

Состав среды, грамм/литр:

- натрия тиогликолят 1.00;
- натрия глицерофосфат 10.00;

- кальция хлорид 0.10;
- метиленовый синий 0.002;
- агар-агар 3.00.

Конечное значение рН (при 25°C) 7.4 ± 0.2 .

Транспортные системы хранить при температуре не выше 25°C.

Не допускать замораживания.