

Датчик УЗИ внутримолостной Hitachi C41RP

РЗН 2019/8780

биопсийный / внутримолостной, области применения
проктология / урология, рабочая частота 2-9 МГц, угол
сканирования 180°

Hitachi Ltd., Япония



Характеристики

Совместимы с аппаратами	Hitachi - ARIETTA S60 / Hitachi - ARIETTA S70 / Hitachi - ARIETTA V60 / Hitachi - ARIETTA V70
Тип	биопсийный / внутримолостной
Сканирование	внутримолостное
Области применения	проктология / урология
Рабочая частота	2-9 МГц
Угол сканирования	180°

Дополнительные характеристики

Особым образом разработан для контроля проведения малоинвазивных манипуляций, таких как биопсия предстательной железы.

Датчик обладает специальной формой и оснащён съёмной крышкой, открывающей доступ к линейке и специальному биопсийному каналу.