

Тредмил BIODEX RTM 600

ФСЗ 2008/01335

беговая дорожка, управление программное / ручное, с дисплеем, вес пациента до 182 кг, обратный ход, макс. скорость 16 км/ч

Biodex Medical, США



Характеристики

Вид	беговая дорожка
Управление	программное / ручное
С дисплеем	Да
Максимальный вес пациента	182 кг

Беговая дорожка

Обратный ход	Да
Наклон	15 °
Максимальная скорость тредмила	16 км/ч
Размер бегового полотна	500×1620 мм
Вес	140 кг

Дополнительные характеристики

Тредмил BIODEX RTM 600 относится к классу тренажеров для реабилитации нижних конечностей человека. Они нашли широкое применение в спортивной медицине, ортопедии, неврологии и кардиологии. Кроме того, они используются в восстановительной медицине.

Особенности:

- максимальный вес пользователя - 160 кг;
- скорость от -3 до 16 км/ч;
- угол наклона от -3 до 15°;
- размер бегового полотна 500×1620 мм;
- кнопка «быстрый старт»;
- частота сердечных сокращений контролируется с помощью беспроводного датчика пульса Polar. Кроме того, датчики пульса вмонтированы в ручки тренажера;
- дисплей LCD монитор Screen Touch;
- отображение дистанции;

- отображение расхода калорий;
- отображение скорости;
- отображение угла наклона.